



Mascarillas N95/KN95



Lo que debe saber sobre la mascarilla

- Es altamente efectiva si se utiliza correctamente.
- La mascarilla debe quedar bien ajustado a la piel para tener mayor protección.
- Luego de varios usos, pierde la forma y es posible que no quede tan ajustado.
- Puede causar dificultades para respirar, falta de aire, fatiga y mareos. (Interrumpa el uso si experimenta alguno de estos síntomas).

Cómo utilizar la mascarilla


KN95



Ponga la punta de los dedos de ambas manos por encima del clip nasal de metal. Deslice sus dedos hacia abajo en ambos lados de la banda metálica para darle forma al área de la nariz.



NO permita que vello facial, joyas, anteojos u otro objeto queden entre su cara y la mascarilla, o que eviten que lo utilice de modo adecuado.



NO utilice una mascarilla que parezca estar dañada, esté mojada o sucia a la vista.

N95



Póngase la mascarilla en la cara con una mano. Pase la cinta superior por encima de su cabeza y déjela en la parte trasera alta de la cabeza. Pase la cinta inferior por encima de su cabeza, alrededor del cuello y debajo de las orejas. Utilice ambas manos para darle forma de su nariz al clip nasal de metal

No permita que vello facial, joyas, anteojos o vestimenta interfieran en el ajuste que tenga la mascarilla en la cara.

No utilice la mascarilla si está mojada, sucia, dañada o si le queda suelta.